


Pannelli disponibili per test droga con uso capelli

Classi Droga	18	17	13	7	5+	5
Anfetamina	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metanfetamine Metanfetamina, Ecstasy (MDMA), MDA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cocaina/Metaboliti Cocaina, Benzoilecgonina, Cocaetilene, Norcocaina Ortho Hydroxycocaine, Meta Idrossicocaina, Para Idrossicocaina	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Marijuana (THC/Carboxy THC) Carbossi-THC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fenciclidina	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oppiacei Codeina, Morfina, Metabolita dell'Eroina (6-HO)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Esteso Oppiacei Idrocodone, Ossicodone, Idromorfone, Ossimorfone	✓	✓	✓	✓	✓	
Benzodiazepine Alprazolam, Nordiazepam, Clonazepam, Oxazepam, Diazepam, Temazepam, Lorazepam	✓	✓	✓	✓		
Ketamina/Metabolita Ketamina, Norchetamina	✓	✓				
Tramadolo	✓	✓	✓			
Barbiturici Fenobarbital, Secobarbital, Pentobarbital Amobarbital, Butalbital	✓	✓	✓			
Fentanil/Metaboliti Fentanil Norfentanil	✓	✓	✓			
Buprenorfina/Metaboliti Buprenorfina, Norbuprenorfina	✓	✓	✓			
Metadone/Metaboliti Metadone EDDP	✓	✓	✓			
Meperidina/Metaboliti Meperidina, Normeperidina	✓	✓				
Propossifene	✓	✓				
Zolpidem	✓	✓				
Methcathinone	✓					

Assicurarsi di selezionare il rispettivo pannello al momento dell'ordine del test.



Capello Crescita Spiegato

Il tipico test dei capelli utilizza un segmento di 1,5 pollici {3,81 cm} di capelli della testa raccolti da vicino dal cuoio capelluto. Poiché il tasso di crescita medio dei capelli della testa umana è di circa 1/2 pollice {1,3 cm} al mese, un tipico test dei capelli copre un periodo di tempo di circa 90 giorni.